


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Десмоглеина 3 (Dsg3) Для Проточной Цитометрии - P32926

Артикул: CM0005547



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого десмоглеина 3 (DSG3/PVA/CDHF6), для проточной цитометрии. Прошли валидацию на перекрестную реактивность с человеком; эти антитела помогают в исследованиях клеточной адгезии и десмосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PE Кролик anti-Human Desmoglein 3/PVA mAb
Примечания/Псевдоним	PVA; ABOLM; CDHF6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1830
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-615 человеческого десмоглеина 3/PVA, NP_001935.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32926
Молекулярный вес белка	108kDa
Доставка	Сумка со льдом