


Кроличья Моноклональная Антитело К Человеческому Egfr, Меченое Ре, Для Проточной Цитометрии — P00533

Артикул: CM0011309



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с фитоэритрином (PE), нацеленное на человеческий EGFR (ERBB1). Валидировано для проточной цитометрии (FC) для анализа экспрессии EGFR при исследованиях клеточной поверхности и внутриклеточной сигнализации. Идеально подходит для исследований в области онкологии и рецепторных тирозинкиназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к человеческому EGFR, меченое PE
Примечания/Алиасы	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	1956
ID гена	1956
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 335-525 человеческого EGFR (NP_005219.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	44 кДа/69 кДа/77 кДа/134 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом