


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Enpp3/Cd203C - O14638

Артикул: CM0011885



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого ENPP3/CD203c (O14638), для проточной цитометрии. Идеально подходят для иммунофенотипирования базофилов и тучных клеток в исследованиях аллергического воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи моноклональные антитела против человеческого ENPP3/CD203c
Примечания/Псевдоним	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA
Вид	Человек
GeneID (человек)	5169
GeneID	5169
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14638
Молекулярный вес белка	100кДа
Доставка	Сумка со льдом