

Ре Кролик Моноклональные Антитела Против Человеческого Fgfr3 Для Проточной Цитометрии - P22607

Артикул: CM0009839



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого FGFR3 (CD333), для проточной цитометрии. Валидированы для FC человека; рекомбинантный иммуноген, аминокислоты 23-375. Идеально подходят для изучения сигналинга FGFR3 при раке и развитии скелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	РЕ Кролик мАб против человеческого FGFR3
Примечания/Псевдоним	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2261
GeneID	2261
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-375 человеческого FGFR3 (NP_000133.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P22607
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка со льдом