


Моноклональное Антитело Рe Кролика Против Человеческого Flt3/Cd135 Для Проточной Цитометрии - P36888

Артикул: CM0009707



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Flt3/CD135 (FLK2, STK1). Валидировано для проточной цитометрии. Подходит для анализа гемопоэтических стволовых/предшественников клеток и исследований лейкемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличье антитело против человеческого Flt3/CD135, мкАт
Примечания/Синонимы	FLK2; STK1; CD135; FLK-2
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	2322
ID гена	2322
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 27-163 человеческого Flt3/CD135 (NP_004110.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФПЦ (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P36888
Молекулярная масса белка	108 кДа/113 кДа
Доставка	Холодильный пакет