


Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Gprc5D Для Проточной Цитометрии - Q9Nzd1

Артикул: CM0011152



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого GPRC5D для проточной цитометрии. GPRC5D — это рецептор, связанный с G-белком, участвующий в экспрессии твердых кератинов и развитии волос/ногтей. Подходит для работы с человеческими образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого GPRC5D
Примечания/Алиас	GPRC5D
Вид	Человек
ID гена	55507
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого GPRC5D (NP_061124.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NZD1
Молекулярная масса белка	34кДа/36кДа/38кДа
Условия доставки	В пакете со льдом