

Ре-Конъюгированное Моноклональное Антитело Кролика К Hif-1 Альфа Человека Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточной) - Q16665

Артикул: CM0004182



введение

РЕ-конъюгированное моноклональное антитело кролика к HIF-1 альфа человека для внутриклеточной проточной цитометрии. Подходит для исследований гипоксического ответа, рака и метаболической адаптации. Реагирует с антигеном человека. - Q16665

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное моноклональное антитело кролика к HIF-1 альфа человека
Примечания/Синонимы	HIF1, MOP1, PASD8, HIF-1A, bHLHe78, HIF-1alpha, HIF1-ALPHA, HIF-1-alpha
Вид	Человек
GeneID (человек)	3091
GeneID	3091
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 401-500 HIF1 альфа (NP_001521.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16665
Молекулярная масса белка	93 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом