

Ре-Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Hmox1 — P09601

Артикул: CM0009840



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело против человеческой гемоксигеназы 1 (HMOX1/HO-1) для внутриклеточной проточной цитометрии. Распознаёт человеческий HMOX1; иммуноген соответствует аминокислотам 1–265. Подходит для исследований апоптоза и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-кроличье моноклональное антитело против человеческого HMOX1
Примечания/синонимы	HO-1; HSP32; HMOX1D; BK286B10
Вид	Человек
GeneID (человек)	3162
GeneID	3162
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–265 человеческой гемоксигеназы 1 (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P09601
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом