


Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Icam-1/Cd54 Для Fc - P05362

Артикул: CM0010614



введение

Высокопроизводительное РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого ICAM-1/CD54 (SWISS: P05362), валидированное для применения в проточной цитометрии (FC), подходит для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ Кроличье антитело против человеческого ICAM-1/CD54, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	BB2; CD54; P3.58
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3383
GeneID	3383
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-480 человеческого ICAM-1/CD54 (NP_000192.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05362
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом