


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Ifn-Gamma Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточно) - P01579

Артикул: CM0012546



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого интерферона гамма (IFN-gamma), для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходят для обнаружения экспрессии цитокинов в активированных Т-клетках для иммунологических исследований и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PE Кроличьи МАТ против человеческого IFN-gamma
Примечания/Псевдоним	IFG; IFI; IMD69
Вид	Человек
ID гена	3458 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-166 человеческого IFN-gamma (NP_000610.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточно)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01579
Молекулярный вес белка	19 кДа
Доставка	Сумка со льдом