


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого IgA1 Для Проточной Цитометрии - P01876

Артикул: CM0011612



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные на константную область человеческого IgA1, для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 99-353) обеспечивает специфичность к подклассу IgA1; подходит для анализа образцов человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик anti-Human IgA1 мАт
Примечания/Псевдоним	IgA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3493
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-353 человеческого IgA1.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01876
Молекулярный вес белка	38кДа/42КДа
Доставка	Ледяной пакет