


Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого IgG (Fc) Для Проточной Цитометрии - P01857

Артикул: CM0012685



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на Fc-регион человеческого IgG (IGHG1) для проточной цитометрии. Распознает константный регион человеческого IgG1. Иммуноген - рекомбинантный Fc-фрагмент. Подходит для работы с человеческими образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-кроличье анти-человеческое IgG (Fc) mAb
Примечания/Алиас	IGHG1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3500
GeneID	3500
Иммуноген	Рекомбинантный белок-фьюжн, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-330 человеческого IgG (Fc) (P01857)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01857
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом