


## Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого IgG (Fc) Для Проточной Цитометрии - P01857

Артикул: CM0011248



### введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные на Fc-область тяжелой константной гамма-1 цепи (IGHG1) человеческого IgG. Реагируют с человеческим IgG1, подходят для приложений проточной цитометрии (FC). SWISS: P01857.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PE Кролик анти-Человеческий IgG (Fc) мАТ                                                  |
| Примечания/Псевдоним      | IGHG1                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                   |
| GeneID (Человек)          | 3500                                                                                      |
| GeneID                    | 3500                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок (или фрагмент). Эта информация считается коммерчески чувствительной. |
| Источник                  | Кролик                                                                                    |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                   |
| Применение                | FC                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                   |
| SWISS                     | P01857                                                                                    |
| Молекулярный вес белка    | 36 кДа                                                                                    |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                            |