

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого IL-10Ra/Cd210 Для Проточной Цитометрии - Q13651

Артикул: CM0012155



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела против человеческого IL-10RA/CD210 (альфа-субъединица рецептора IL-10), валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения противовоспалительного сигналинга, опосредованного IL-10, в гемопоэтических клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	PE Кролик anti-Human IL-10RA/CD210 мАт
Примечания/Псевдонимы	CD210; IL10R; CD210a; CDW210A; HIL-10R; IL-10R1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3587
ID гена	3587
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-235 человеческого IL-10RA/CD210 (NP_001549.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13651
Молекулярный вес белка	63 кДа
Доставка	Сумка-холодильник