

Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против
Человеческого IL-17Ra/Cd217 Для Fc - Q96F46

Артикул: CM0009832



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий IL-17RA/CD217, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения передачи сигналов IL-17 во врожденном и адаптивном иммунитете, воспалении и взаимодействиях хозяин-патоген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье антитело против человеческого IL-17RA/CD217 mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23765
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-320 человеческого IL-17RA/CD217 (NP_055154.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96F46
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом