


Ре-Моноклональное Антитело Кролика К IL-2 Человека Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) — P60568

Артикул: CM0008959



введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика к интерлейкину-2 человека (IL-2), валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Выявляет IL-2 человека — ключевой цитокин, регулирующий рост Т-клеток и иммунную толерантность.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	PE-моноклональное антитело кролика к IL-2 человека
Примечания/синонимы	IL-2; TCGF; лимфокин
Вид	Человек
GeneID (человек)	3558
GeneID	3558
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-153 IL-2 человека (NP_000577.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P60568
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом