

Ре-Меченое Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому IL-4 - P05112

Артикул: CM0007896



введение

PE-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий интерлейкин-4 (IL-4), валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии. Подходит для исследований иммунной функции, включая изучение регуляции IgE и Th2-ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-меченое кроличье моноклональное антитело к человеческому IL-4
Примечания/Альтернативные названия	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3565
ID гена	3565
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-153 человеческого IL-4 (NP_000580.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05112
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом