


Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Ил-5, Меченное Фэ, Для Проточной Цитометрии - P05113

Артикул: CM0005683



введение

Конъюгированное фитоэритрином моноклональное антитело кролика к человеческому интерлейкину-5, предназначенное для внутриклеточной проточной цитометрии (ПЦ). Подходит для работы с образцами человека. Иммуноген: аминокислоты 20-134 человеческого ИЛ-5. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и изучения цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к человеческому ИЛ-5, меченное ФЭ
Примечания/алиасы	EDF, IL-5, TRF, интерлейкин-5
Вид реагита	Человек
ID гена	3567
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-134 человеческого ИЛ-5 (NP_000870.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05113
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	С ледяным пакетом