

## Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого IL18R1/IL-18 R Альфа Для Fc - Q13478

Артикул: CM0005048



### введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело против человеческого IL18R1 (IL-18R альфа, CD218a), валидированное для проточной цитометрии. Целевая молекулярная масса 62 кДа; участвует в IL-18-опосредованных иммунных ответах Th1.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | PE Кроличье антитело против человеческого IL18R1/IL-18 R альфа mAb                                                                                 |
| Примечания/Альтернативные названия | CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-альфа                                                                   |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                            |
| GeneID (Человек)                   | 8809                                                                                                                                               |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-329 человеческого IL18R1/IL-18 R альфа (NP_003846.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                             |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                            |
| Применение                         | FC (проточная цитометрия)                                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                                            |
| SWISS                              | Q13478                                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 62 кДа                                                                                                                                             |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                  |