

ФЭ Кроличья Антитела К Человеческому IL9 Маб - P15248

Артикул: CM0008835



введение

Конъюгированная с фикоэритрином (ФЭ) кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий интерлейкин-9 (IL-9, P40/HP40). Валидирована для внутриклеточной проточной цитометрии (ПЦ). Идеально подходит для иммунологических исследований, детекции экспрессии цитокинов в человеческих Т-клетках и тучных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ФЭ кроличья антитела к человеческому IL9 мАб
Примечания/алиасы	P40; HP40; IL-9
Вид	Человек
ID гена (человек)	3578
ID гена	3578
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 19-144 человеческого IL9 (NP_000581.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточно)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15248
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Хладопакет