

Ре-Конъюгированное Моноклональное Антитело Кролика К Ilt5/Cd85A Человека Для Проточной Цитометрии (Fc) - O75022

Артикул: CM0009949



введение

РЕ-конъюгированное моноклональное антитело кролика, нацеленное на ILT5/CD85a (LILRB3) человека, для проточной цитометрии. Проверено на перекрестную реактивность с антигенами человека; детектирует белок с молекулярной массой ~69/71 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное моноклональное антитело кролика к ILT5/CD85a человека
Примечания/Синонимы	HL9; ILT5; LIR3; PIRB; CD85A; ILT-5; LIR-3; PIR-B; LILRA6
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	11025
Идентификатор гена	11025
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75022
Молекулярная масса белка	69 кДа / 71 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом