

Моноклональное Кроличье Пэ-Меченое Антитело Против Человеческого Интегринa Альфа 3/Cd49C Для Проточной Цитометрии — P26006

Артикул: CM0005099

введение

Конъюгированное с фитоэритрином кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого интегринa альфа-3/CD49c, для исследований методом проточной цитометрии. Подходит для изучения взаимодействий клеток с внеклеточным матриксом, образования инваподий и механизмов микробных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ПЭ кроличье антитело против человеческого интегринa альфа 3/CD49c, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
Вид реактивности	Человек
Идентификатор гена (человек)	3675
Идентификатор гена	3675
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислотных остатков 466-620 человеческого интегринa альфа 3/CD49c (NP_002195.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P26006
Молекулярная масса белка	117 кДа
Условия доставки	Холодовой пакет