


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Интегринa B5/Itgb5 Для Проточной Цитометрии - P18084

Артикул: CM0011440



введение

Конъюгированные с РЕ кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого интегринa бета-5 (ITGB5), для проточной цитометрии. Распознают RGD-зависимый рецептор фибронектина и рецептор аденовируса; локализация в клеточной мембране.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ Кроличьи МАб против человеческого интегринa β5/ITGB5
Примечания/Псевдоним	ITGB5; интегрин бета-5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3693
GeneID	3693
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 24-490 человеческого интегринa β5/ITGB5 (NP_002204.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P18084
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка со льдом