

Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Kir2Dl4/Cd158D Для Проточной Цитометрии - Q99706

Артикул: CM0004823



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий KIR2DL4 (CD158d), валидированное для проточной цитометрии. Распознает рецептор иммуноглобулинового суперсемейства киллерных клеток, участвующий в эффекторных функциях НК-клеток и материнско-фетальной иммунной толерантности. Перекрестно реагирует с человеком. - Q99706

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого KIR2DL4/CD158d
Примечания/Альтернативные названия	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS
Вид	Человек
ID гена	3805
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 24-242 человеческого KIR2DL4/CD158d (NP_002246.5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99706
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом