


Кроличья Моноклональная Антитела PE Против Человеческого Kir3DL1/Cd158E Для Проточной Цитометрии - P43629

Артикул: CM0011651



введение

Конъюгированная с PE кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий KIR3DL1/CD158e (SWISS: P43629). Валидирована для проточной цитометрии (FC), детектирует ингибиторный рецептор NK-клеток. Реактивность по видам: человек. Идеально подходит для иммунофенотипирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела PE против человеческого KIR3DL1/CD158e
Примечания/Альтернативные названия	KIR; NKB1; NKAT3; NKB1B; NKAT-3; CD158E1; KIR2DL5B; KIR3DL1/S1
Вид	Человек
GeneID	3811
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-340 человеческого KIR3DL1/CD158e (NP_037421.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43629
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	С ледяным пакетом