

Моноклональное Антитело Кролика Рe Против Лямбда-Легкой Цепи Человека Для Проточной Цитометрии — P0Cg04

Артикул: CM0008478



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на константный регион 1 иммуноглобулиновой лямбда-цепи человека (IGLC1). Валидировано для проточной цитометрии, идеально подходит для иммунофенотипирования В-клеток и исследований иммуноглобулинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика PE против лямбда-легкой цепи человека
Вид	Человек
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–106 лямбда-легкой цепи человека.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P0CG04
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом