


Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Lamp1/Cd107A Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P11279

Артикул: CM0010330



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий LAMP1 (CD107a, LAMPA, LGP120), валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Обнаруживает лизосомальный мембранный гликопротеин, участвующий в биогенезе лизосом, аутофагии и цитотоксичности NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit anti-Human LAMP1/CD107a mAb (РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого LAMP1/CD107a)
Примечания/Альтернативные названия	LAMPA; CD107a; LGP120
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3916
GeneID	3916
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-382 человеческого LAMP1/CD107a (NP_005552.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11279
Молекулярная масса белка	38 кДа/45 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом