

Кроличья Моноклональная Антитела К Человеческому Lgr5 (Gpr49), Меченная Ре, Для Проточной Цитометрии - 075473

Артикул: CM0008654



введение

Конъюгированная с физоэритрином кроличья моноклональная антитело, направленная против человеческого LGR5 (GPR49), предназначенная для проточной цитометрии. Высокая специфичность к С-концевому пептиду, идеально подходит для исследований стволовых клеток и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ кроличья антитела к человеческому LGR5 (GPR49), мкАт
Примечания/Алиасы	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49
Вид	Человек
ID гена (человек)	8549
ID гена	8549
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 480-580 человеческого LGR5 (NP_003658.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	075473
Молекулярная масса белка	100 кДа
Доставка	Хладоэлемент