


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Lifr/Cd118 Для Проточной Цитометрии - P42702

Артикул: CM0004276



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого LIFR/CD118, для проточной цитометрии. Подходят для изучения сигнальных путей рецептора ингибирующего лейкемию фактора и взаимодействия цитокиновых рецепторов в иммунологии и исследовании стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи мАт против человеческого LIFR/CD118
Примечания/Псевдоним	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3977
GeneID	3977
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 45-833 человеческого LIFR/CD118 (NP_002301.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P42702
Молекулярный вес белка	124 кДа
Доставка	В ледяном пакете