


Моноклональное Антитело Ре Кролика Против Человеческого Mertk Для Проточной Цитометрии — Q12866

Артикул: CM0011392



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого MERTK, валидированное для применения в проточной цитометрии. Специфично к человеческому белку. Идеально подходит для исследования эферицитоза, канцерогенного сигналинга и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличье антитело против человеческого MERTK, моНт
Примечания/Альтернативные названия	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; тирозин-протеинкиназа Mer
Вид белка	Человек
GeneID (человек)	10461
GeneID	10461
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-499 человеческого MERTK (NP_006334.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q12866
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	Холодильный пакет