


Ре Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Mglur2 Для Fc - Q14416

Артикул: CM0012245



введение

Моноклональное антитело кролика к человеческому mGluR2 (метаботропному глутаматному рецептору 2), конъюгированное с РЕ и валидированное для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для исследований в области нейронауки, синаптической передачи и механизмов проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ моноклональное антитело кролика к человеческому mGluR2
Примечания/синонимы	GLUR2; mGlu2; GPRC1B; MGLUR2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2912
GeneID	2912
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-498 человеческого mGluR2 (NP_000830.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q14416
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом