

Моноклональное Антитело Ре, Кроличье, Против Человеческого Mrc2 Для Проточной Цитометрии — Q9Ubg0

Артикул: CM0009245



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело против человеческого MRC2 (CD280, ENDO180) для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения ремоделирования коллагена, эндоцитоза и прогрессирования рака в образцах клеток человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-кроличье мАб против человеческого MRC2
Примечания/алиасы	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9902
Идентификатор гена	9902
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-513 человеческого MRC2 (NP_006030.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9UBG0
Молекулярная масса белка	167 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом