

Ре-Моноклональное Антитело Кролика Против Nectin-1/Cd111 Человека Для Проточной Цитометрии — Q15223

Артикул: CM0009417



введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика против Nectin-1/CD111 человека (Q15223). Подходит для проточной цитометрии. Полезно для исследований клеточной адгезии, развития нервной системы и проникновения герпесвирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-моноклональное антитело кролика против Nectin-1/CD111 человека
Примечания/синонимы	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5818
Идентификатор гена	5818
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-334 Nectin-1/CD111 человека (NP_002846.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q15223
Молекулярная масса белка	57 кДа/51 кДа/39 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом