

Ре-Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Ng2 Для Проточной Цитометрии — Q6Uvk1

Артикул: CM0008028



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий NG2 (CSPG4), для проточной цитометрии. Распознаёт протеогликан 4 хондроитинсульфата — рецептор клеточной поверхности, участвующий в миграции клеток и ангиогенезе. Подходит для исследований меланомы и микроокружения опухоли.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-кроличье моноклональное антитело к человеческому NG2
Примечания/синонимы	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Вид	Человек
GeneID (человека)	1464
GeneID	1464
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1583-2224 человеческого NG2 (NP_001888.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q6UVK1
Молекулярная масса белка	251 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом