


Моноклональное Антитело Ре Кролика Против Человеческого Nt5E/Cd73 Для Проточной Цитометрии - P21589

Артикул: CM0007730



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого NT5E/CD73, валидированное для проточной цитометрии. Распознает эктонуклеотидазу 5'-нуклеотидазы, фермент, прикрепленный GPI-якорем, участвующий в метаболизме нуклеотидов и иммуносупрессии. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличье античеловеческое моноклональное антитело против NT5E/CD73
Примечания/Синонимы	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Вид	Человек
ID гена (человек)	4907
ID гена	4907
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 27-547 человеческого NT5E/CD73 (NP_002517.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21589
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Ледяной пакет