

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Pd-L1/Cd274 Для Проточной Цитометрии - Q9Nzq7

Артикул: CM0010810



введение

Конъюгированные с РЕ кроличьи моноклональные антитела против человеческого PD-L1/CD274 (B7-H1, PDL1). Подходят для проточной цитометрии (FC). Ключевой инструмент для изучения иммунной толерантности, блокады контрольных точек и противоопухолевой иммунотерапии. Распознают белок массой 33 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ Кроличьи мАТ против человеческого PD-L1/CD274
Примечания/Псевдонимы	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29126
GeneID	29126
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NZQ7
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	В ледяном пакете