


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Фосфо-Гистона H2Ax-S139 Для Проточной Цитометрии - P16104

Артикул: CM0001699



введение

Конъюгированные с РЕ кроличьи моноклональные антитела, направленные против фосфо-S139 человеческого гистона H2AX, валидированные для внутриклеточной проточной цитометрии. Подходят для изучения повреждений ДНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ Кролик анти-Человек Фосфо-Гистон H2AX-S139 мАт
Примечания/Псевдоним	H2A.X; H2A/X; H2AFX
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3014
GeneID	3014
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16104
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сумка со льдом