

Моноклональное Рэ Меченное Антитело Кролика Против Человеческого Plzf Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточной) — Q05516

Артикул: CM0009959



введение

Конъюгированное с фикоэритрином моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий PLZF (ZBTB16), для внутриклеточной проточной цитометрии. Валидировано на человеческих образцах, молекулярная масса 74 кДа, подходит для исследований гемопоэза и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ПЭ кроличье антитело против человеческого PLZF, моноклональное
Примечания/Синонимы	PLZF; ZNF145
Реагирует с	Человек
ID гена (человек)	7704
ID гена	7704
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 6–137 человеческого PLZF (NP_005997.2))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q05516
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Холодильный пакет