


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Подопланина Для Проточной Цитометрии - Q86YI7

Артикул: CM0010123



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, нацеленные на человеческий подопланин (PDPN), валидированные для проточной цитометрии. Полезны для изучения миграции клеток, адгезии и эпителиально-мезенхимального перехода. SWISS: Q86YL7.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи мАт против человеческого подопланина
Примечания/Псевдонимы	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26
Вид	Человек
GeneID	10630
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-123 человеческого подопланина (NP_006465.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86YL7
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка со льдом