


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Pth1R Для Проточной Цитометрии - Q03431

Артикул: CM0012153



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого PTH1R (рецептора паратиреоидного гормона 1), для проточной цитометрии. Распознают внеклеточный домен (а.к. 27-188). Реагируют с человеческим PTH1R. ~66 кДа. Для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи мАб против человеческого PTH1R
Примечания/Псевдонимы	PFE, EKNS, PTHR, PTHR1
Вид	Человек
Идентификатор гена	5745
Иммуноген	Рекомбинантный белок, рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-188 человеческого PTH1R (NP_000307.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q03431
Молекулярный вес белка	66 кДа
Доставка	В ледяном пакете