


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против
Человеческого Rankl/Cd254 Для Проточной Цитометрии
(Внутриклеточное Окрашивание) - O14788

Артикул: CM0012196



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого RANKL/CD254 (TNFSF11), для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения дифференцировки остеокластов, ремоделирования костей и взаимодействия дендритных клеток и Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик анти-Человек RANKL/CD254 мАт
Примечания/Псевдонимы	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Вид	Человек
ID гена	8600
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 136-317 человеческого RANKL/CD254 (NP_003692.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14788
Молекулярная масса белка	27кДа/30кДа/35кДа
Доставка	Сумка со льдом