


Ре-Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Siglec-7/Cd328 Для Fc — Q9Y286

Артикул: CM0006162



введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика против человеческого Siglec-7 (CD328/AIRM1/p75). Специально разработано для проточной цитометрии (FC). Рекомбинантный иммуноген, охватывающий аминокислоты 18–144. Идеально подходит для исследований естественных киллерных клеток и иммунной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-моноклональное антитело кролика против человеческого Siglec-7/CD328
Примечания/псевдонимы	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
Вид	Человек
GeneID (человек)	27036
GeneID	27036
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18–144 человеческого Siglec-7/CD328 (NP_055200.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y286
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом