

Мышиное Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Siglec-8, Конъюгированное С Ре, Для Fc — Q9Nyz4

Артикул: CM0006216



введение

Моноклональное антитело кролика к человеческому Siglec-8, конъюгированное с РЕ и валидированное для проточной цитометрии (FC). Обнаруживает несколько изоформ (44/46/54 кДа) и идеально подходит для изучения биологии эозинофилов, базофилов и тучных клеток в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное моноклональное антитело кролика к человеческому Siglec-8, конъюгированное с РЕ
Примечания/псевдонимы	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Вид	Человек
GeneID (человек)	27181
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17–363 человеческого Siglec-8 (NP_055257.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9NYZ4
Молекулярная масса белка	44 кДа/46 кДа/54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом