

Моноклональное Антитело Pe Rabbit Anti-Human Stat1 Для Проточной Цитометрии — P42224

Артикул: CM0012164



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на STAT1 человека. Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований интерферонового сигналинга, противовирусной защиты и транскрипционного фактора STAT1. Сырьевой материал для диагностики in vitro, предназначенный для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit anti-Human STAT1 mAb
Примечания/синонимы	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91
Вид	Человек
GeneID (человек)	6772
GeneID	6772
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 650–750 человеческого STAT1 (NP_009330.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточная)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P42224
Молекулярная масса белка	83 кДа/87 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом