

Ре Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Stat3 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии — P40763

Артикул: CM0010525



введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика к человеческому STAT3 для внутриклеточной проточной цитометрии (FC). Направлено против STAT3/APRF — активатора транскрипции массой 88 кДа, участвующего в путях IL-6 и JAK/STAT; реагирует с человеческим белком. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE моноклональное антитело кролика к человеческому STAT3
Примечания/синонимы	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6774
GeneID	6774
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 611–710 человеческого STAT3 (NP_003141.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P40763
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом