


Ре-Конъюгированные Моноклональные Антитела Кролика К Tie-2/Cd202В Человека Для Проточной Цитометрии — Q02763

Артикул: CM0008773



введение

РЕ-конъюгированные моноклональные антитела кролика к Tie-2/CD202b человека, специально валидированные для выявления рецептора Tie-2 (UniProt Q02763) в образцах человека методом проточной цитометрии (FC). Идеально подходят для исследований ангиогенеза и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-меченые моноклональные антитела кролика к Tie-2/CD202b человека
Примечания/синонимы	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B
Вид	Человек
Идентификатор гена	7010
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-745 Tie-2/CD202b человека (NP_000450.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q02763
Молекулярная масса белка	126 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент