

Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Tigit Для Проточной Цитометрии - Q495A1

Артикул: CM0008222



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого TIGIT (VSIG9, VSTM3), валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на ингибирующий иммунорецептор на Т-клетках и NK-клетках. UniProt Q495A1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье антитело против человеческого TIGIT
Примечания/Альтернативные названия	VSIG9; VSTM3; WUCAM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	201633
GeneID	201633
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q495A1
Молекулярная масса белка	18 кДа/26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом