


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Tim-3/Havcr2 Для Проточной Цитометрии - Q8Tdq0

Артикул: CM0008423



введение

Кроличьи моноклональные антитела, конъюгированные с PE, против человеческого TIM-3/HAVCR2, валидированные для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген (а.к. 22-200). Идеально подходят для исследований иммунных контрольных точек и истощения Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи МАб против человеческого TIM-3/HAVCR2
Примечания/Псевдонимы	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84868
ID гена	84868
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-200 человеческого TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TDQ0
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	В ледяном пакете