

## Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Tlr1 Для Проточной Цитометрии - Q15399

Артикул: CM0011297



### введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные на человеческий Toll-подобный рецептор 1 (TLR1/CD281). Разработаны для применения в проточной цитометрии (FC). Исследуйте опосредованные TLR1 врожденные иммунные ответы на бактериальные липопептиды с помощью этого исследовательского инструмента.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PE Кролик анти-Человек TLR1 мАт                                                                                          |
| Примечания/Псевдоним      | TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5                                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                  |
| GeneID (Человек)          | 7096                                                                                                                     |
| GeneID                    | 7096                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 325-424 человеческого TLR1 (NP_003254.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                   |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                  |
| Применение                | FC                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                  |
| SWISS                     | Q15399                                                                                                                   |
| Молекулярный вес белка    | 90кДа                                                                                                                    |
| Доставка                  | Ледяной пакет                                                                                                            |