

Ре-Моноклональное Антитело Кролика К Tlr3 Человека Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное Окрашивание) — O15455

Артикул: CM0008254



введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика, направленное против TLR3 человека (CD283), валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований врождённого иммунитета и вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-моноклональное антитело кролика к TLR3 человека
Примечания/синонимы	CD283; IIAE2; IMD83
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7098
Идентификатор гена	7098
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 24–339 TLR3 человека (NP_003256.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O15455
Молекулярная масса белка	104 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом